

Guide des produits

Vélos adaptés





La direction de Van Raam : Marjolein, Ronald et Jan-Willem

Let's all cycle!

Nous pensons que lorsque les gens sont mobiles et indépendants plus longtemps, ils se sentent plus heureux. C'est pourquoi nous offrons une mobilité durable et contemporaine aux personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent faire du vélo sur un vélo traditionnel. Avec un vélo Van Raam, vous goûtez à l'indépendance et à la liberté. C'est notre vision et la raison de notre existence.

Nous sommes une entreprise familiale avec une histoire de plus de 110 ans. Depuis les années 1980, nous nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de vélos adaptés uniques.

Nous sommes fiers de ce que nous réalisons ensemble et de l'impact durable que nous avons sur nos clients. Nous le faisons actuellement avec environ 300 employés. Let's all cycle!

Marjolein Boezel

Jan-Willem Boezel

Ronald Ruesink

Scannez ce code QR et vous arrivez directement sur www.vanraam.com



4



34



58



60

Contenu

Let's all cycle!	2
Faire du vélo de manière autonome	4
Tricycles	4
Vélo-scooter	28
Vélo à enfourchement plus bas	30
Soutien à la marche	32
Faire du vélo ensemble	34
Vélos doubles	34
Tandems	40
Vélos pour fauteuil roulant	46
Vélo de transport	52
Caractéristiques techniques	54
Options/accessoires	56
Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)	58
À propos de Van Raam	60
GoCab	62
Processus de fabrication	63
Achat	64
Entretien	66

Scannez le code QR

Des codes QR sont utilisés dans cette brochure. Ces codes QR contiennent un lien vers une page du site internet de Van Raam. La page internet contient plus d'informations sur le sujet en question.

Vous pouvez scanner un code QR en ouvrant l'appareil photo de votre smartphone/tablette et en le pointant sur le code QR. Vous verrez alors un lien apparaître, sur lequel vous pourrez cliquer et vous serez redirigé vers le site internet. Cela ne fonctionne pas ? Téléchargez alors une application de lecture de codes QR depuis la boutique d'applications de votre smartphone/tablette.



Faire du vélo de manière autonome

Tricycles

Les tricycles permettent aux personnes à mobilité réduite de faire du vélo de manière autonome plus longtemps. Les trois roues offrent stabilité et sécurité lorsque l'on fait du vélo.

Van Raam propose différents modèles de tricycles dans sa gamme pour toutes les tranches d'âge. Vous trouverez presque toujours un vélo qui répond à vos besoins.

Avantages

- ✓ S'arrêter sans descendre
- ✓ Les trois roues offrent une bonne stabilité lorsque l'on fait du vélo
- ✓ De nombreux modèles différents
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité
- ✓ Vous n'avez pas besoin de garder l'équilibre vous-même





Easy Rider

Tricycle avec siège

L'Easy Rider est un tricycle pour adultes avec des caractéristiques de conduite optimales, sur lequel vous pouvez facilement rouler. Le cadre unique permet un enfourchement plus bas et le centre de gravité est plus bas. Ce qui procure un sentiment de stabilité et de sécurité.

Ce tricycle dispose d'un siège confortable et facilement réglable. Le mouvement de pédalage vers l'avant et la suspension dans le cadre assurent un parfait confort de conduite. L'Easy Rider convient donc pour des petites, mais également des longues balades à vélo.

Grâce à son design moderne et aérodynamique, en partie dû à ses tubes hydroformés, le tricycle Easy Rider a une apparence sportive. Avec l'assistance électrique au pédalage (smart e-bike), faire du vélo est encore plus facile.

”

Avec l'Easy Rider, je peux sortir seule et reprendre plaisir à faire du vélo. Le siège est très confortable.

David



Avantages

- ✓ Cadre à suspension pour un confort optimal
- ✓ Maniable grâce au petit rayon de braquage
- ✓ Un siège confortable soulageant le coccyx avec un dossier réglable
- ✓ Convient jusqu'à 140 kg (avec cadre renforcé, jusqu'à 180 kg)
- ✓ Siège et guidon très faciles à régler

Options/accessoires populaires

- Différentes tailles de cadre (M et L)
- Différents types de suspension pour un confort optimal
- Porte-canne ou panier pour transporter vos affaires personnels
- Ceinture, rétroviseur, accoudoirs ou repose-pieds pour plus de sécurité
- Batterie supplémentaire ou batterie avec plus de capacité et plus d'autonomie



Easy Rider Compact

Tricycle avec siège compact

L'Easy Rider Compact est un tricycle compact adapté aux petits adultes et aux grands enfants. Le cadre unique possède une faible hauteur et donc un centre de gravité bas, ce qui rend le vélo stable. Vous pouvez donc vous asseoir sur le tricycle en toute confiance et en toute sécurité.

Le mouvement de pédalage vers l'avant et la suspension du siège réglable assurent un confort de conduite parfait. Un porte-bagages est monté sur le dossier. L'Easy Rider Compact est très maniable et a un rayon de braquage court.

L'Easy Rider Compact peut être équipé en option d'une assistance électrique pour plus de confort lors de la pratique du vélo.



”

Le Easy Rider Compact est parfait pour moi - confortable, sûr et facile à utiliser.

Helen



Avantages

- ✓ Très compact et très maniable à cause de son rayon de braquage court
- ✓ Position assise stable et basse pour une sensation de sécurité
- ✓ Accès bas et siège confortable à ressorts
- ✓ Plus facile à conduire qu'un tricycle traditionnel
- ✓ Moins de pression sur le dos, le cou, les épaules et les poignets

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Sacoques unilatérales pour le porte-bagages
- Ceinture, miroir, accoudoirs ou repose-pieds pour plus de sécurité
- Point de charge externe pour une recharge facile de la batterie
- Porte-canne





Easy Rider Small

Tricycle avec siège

Le tricycle Easy Rider Small a été spécialement développé pour les enfants à partir d'environ 4 ans et les adultes de petite taille. Le vélo offre beaucoup de stabilité en raison du centre de gravité bas et a un enfourchement plus bas.

Le siège avec dossier et la suspension dans le cadre offrent un confort de conduite supplémentaire lors des sorties à vélo. L'Easy Rider Small a un look sportif et moderne.

Grâce au cadre unique, vous effectuez un mouvement de pédalage vers l'avant lorsque vous faites du vélo, ce qui vous permet de mettre plus de force avec vos jambes. Un vélo solide qui convient aux courtes et longues balades à vélo.



Avantages

- ✓ Assise confortable réglable avec support dorsal
- ✓ Cadre à suspension pour un confort optimal
- ✓ Rayon de braquage court
- ✓ Passe à travers des portes normales
- ✓ Position assise basse avec centre de gravité bas pour plus de stabilité

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Le réglage de la pédale, comme un repose-pied ou une cale pied
- Rétroviseur pour plus de sécurité
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage
- Panier pour transporter vos objets personnels

”

Notre fils qui a des problèmes d'équilibre est très heureux et fier de ce tricycle.

Fam. Meyer





Easy Sport

Tricycle couché

L'Easy Sport est un tricycle idéal pour les sportifs qui apprécient également le confort. Ce tricycle est doté d'un siège réglable de manière ergonomique avec dossier, ce qui permet de faire du vélo de manière récréative et sportive.

Grâce au guidon sous le siège, votre dos, votre cou, vos épaules et vos poignets sont moins sollicités. L'Easy Sport est réglable en longueur, ce qui vous permet d'adopter la position idéale en fonction de votre taille.

La suspension dans le cadre offre un confort de conduite supplémentaire lors des sorties à vélo.

Avec l'assistance électrique au pédalage (smart e-bike), faire du vélo avec l'Easy Sport est encore plus facile.



”

Je ne peux pas lever mon bras correctement. Ce vélo avec guidon bas est la solution idéale. C'est super!

Daniel

Avantages

- ✓ Assise confortable avec support dorsal
- ✓ Le dos, les épaules et les poignets sont moins sollicités, grâce au guidon bas
- ✓ La suspension offre un confort supplémentaire
- ✓ Permet de monter et descendre facilement
- ✓ Réglable en longueur

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage
- Contrôle préféré sur un côté ou serrure à une main
- Divers sièges (siège XL ou siège allongé)
- Repose-pieds pour fixation sur la pédale





Avantages

- ✓ Le guidon sous le siège réduit les tensions articulaires
- ✓ Tricycle couché moderne et contemporain
- ✓ Pour le cyclisme sportif et de loisir
- ✓ Confort supplémentaire grâce à la suspension du cadre
- ✓ Le tricycle couché rentre par une porte normale

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- 8 vitesses avec roue libre
- Commande préférentielle d'un côté du guidon ou verrouillage à une main
- Fixation des pieds sur la pédale au moyen d'un support
- Point de charge externe pour une recharge facile de la batterie

”

***Grâce à ce vélo, je peux faire à nouveau beaucoup de vélo,
car il est super sympa et facile à utiliser !***

Liam



Easy Sport Small

Tricycle couché

L'Easy Sport Small est un tricycle couché avec guidon sous le siège. Il est conçu pour les enfants et les adultes de petite taille qui souhaitent faire du vélo de manière sportive. Il s'agit de la version plus petite que la tricycle couché Easy Sport pour adultes.

Le vélo offre un excellent confort de conduite grâce à la suspension du cadre, au siège avec support dorsal, à la position de pédalage vers l'avant et à la position de cycliste inclinée. Le guidon placé sous le siège réduit les tensions au niveau du dos, du cou, des épaules et des poignets.

Des options telles que l'assistance électrique, le réglage des pédales ou un porte-canne vous permettent d'adapter le vélo à vos besoins.



Maxi

Tricycle traditionnel

Le Maxi est un tricycle traditionnel mais tendance pour adultes. Grâce aux trois roues, vous êtes assis de manière stable et vous pédalez en toute sécurité. De plus, le vélo est maniable et offre une conduite fluide.

Avec le Maxi, vous disposez d'une position assise haute, ce qui vous donne une bonne vue d'ensemble de la route et de votre environnement lors d'une balade à vélo. Après une visite au magasin, vous pouvez facilement emporter vos courses avec vous à vélo dans le panier en option.

Grâce à l'entrée accessible, il est facile de monter et descendre. Bien entendu, le Maxi est également disponible avec un moteur électrique pour l'assistance électrique au pédalage.



”

***Je ne pouvais plus faire de vélo à cause d'un infarctus.
Puis, le Maxi s'est présenté comme la solution parfaite!***

Eva

Avantages

- ✓ Tricycle stable en version « classique »
- ✓ La position assise élevée offre une bonne vue d'ensemble
- ✓ Une conduite fluide et un vélo maniable grâce, entre autres, au différentiel
- ✓ Peut passer par des portes normales
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- 8 vitesses ou selle ergo gel pour pouvoir faire du vélo confortablement
- Rétroviseur ou repose-pieds pour plus de sécurité
- Pneus anti-crevaisin
- Porte-canne ou panier pour transporter vos affaires personnels





Maxi Comfort

Tricycle avec enfourchement plus bas

Van Raam propose une variante du tricycle traditionnel. Le tricycle Maxi Comfort a une entrée extra basse et spacieuse. Cela permet de monter et descendre du vélo très facilement.

Sur ce tricycle, vous n'êtes pas au-dessus du pédalier mais légèrement derrière celui-ci. Cela vous permet de faire un mouvement optimal du genou tout en étant assis légèrement plus bas. Comme le centre de gravité est plus bas, ce tricycle est également plus confortable à conduire.

Vous cherchez un vélo à enfourchement plus bas avec deux roues ? Le Balance pourrait alors être une bonne option. Découvrez le Balance à la page 30.



”

Le tricycle Maxi Comfort me redonne confiance et assurance nécessaires pour sortir et me déplacer.

Sandra

Avantages

- ✓ L'enfourchement plus bas permet de monter et descendre facilement
- ✓ Une position assise ergonomique et confortable
- ✓ Plus de puissance grâce au mouvement de pédalage vers l'avant
- ✓ La position assise semi-élevée offre une bonne vue d'ensemble
- ✓ Offre une conduite plus légère que le tricycle standard

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Différentes tailles de cadre
- Dossier (avec ceinture) ou repose-pieds pour la fixation et la sécurité
- Porte-canne ou panier pour transporter vos affaires personnels
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage



”

Au départ, je ne voulais pas de tricycle, mais tout est devenu plus facile avec le Midi. Je peux aller n'importe où.

Peter



Midi

Tricycle traditionnel

Le tricycle traditionnel Midi convient aux enfants à partir d'environ 8 ans ou aux adultes de petite taille.

Ce vélo au design tendance est maniable et offre une conduite fluide. De plus, le Midi est très stable grâce aux trois roues. Grâce à la position assise élevée, vous avez une bonne vue sur la circulation et les environs.

Malgré les trois roues, vous pouvez facilement passer par une porte normale avec le Midi, pour pouvoir mettre le vélo dans le hangar, par exemple.

Avec d'éventuelles options, telles que l'assistance électrique au pédalage, vous pouvez entièrement personnaliser le Midi et faire du vélo devient encore plus facile.



Avantages

- ✓ Tricycle stable en version « classique »
- ✓ Une conduite fluide et un vélo maniable grâce, entre autres, au différentiel
- ✓ La position assise élevée offre une bonne vue d'ensemble
- ✓ Peut passer par des portes normales
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage
- Dossier (avec ceinture) ou rétroviseur pour plus de sécurité
- Serrure à une main
- Porte-canne ou panier pour transporter vos affaires personnels



Mini

Tricycle pour enfant

Le Mini est un tricycle coloré pour les enfants à partir d'environ 4 ans. Les trois roues assurent la stabilité lors de son utilisation et facilitent la montée et la descente du vélo.

Le Mini est un vélo offrant une conduite fluide et que les enfants peuvent facilement utiliser. Il existe des options supplémentaires, telles qu'un guidon pour pousser le vélo qui peut être fixé au tricycle ou une fixation pour le dos et les pieds.

Le Mini permet aux enfants de refaire du vélo avec leurs amis et leur famille.



”

Tim est très content de ce vélo. Avant cela, il ne pouvait pas faire de vélo, maintenant il peut le faire avec ses amis.

Fam. Smits



Avantages

- ✓ Vélo stable
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité
- ✓ Très maniable
- ✓ Conduite souple
- ✓ Peut passer par des portes normales

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Guidon pour pousser le vélo
- Repose-pieds, prolongement de pédale ou sangle de pédale
- Hauteur du cadre réglable
- Dossier avec ceinture pour plus de sécurité



Husky

Tricycle pour enfant

Le tricycle coloré Husky convient aux jeunes enfants à partir d'environ 2 ans, avec des problèmes de stabilité.

Des réducteurs de manivelle sont toujours intégrés dans la manivelle, permettant ainsi à un enfant d'atteindre facilement les pédales. De plus, le Husky dispose d'un boîtier de pédalier spécialement développé pour que vous puissiez pédaler tout droit vers le bas.

Grâce au support dorsal en option, éventuellement avec ceinture, un enfant est fermement assis sur le vélo, et le guidon pour pousser le vélo quant à lui permet de pousser le tricycle lorsque faire du vélo seul est encore un peu difficile.

Il n'est pas possible d'installer un moteur électrique d'assistance au pédalage sur le Husky.

Avantages

- ✓ Une conduite fluide et un vélo maniable grâce, entre autres, au différentiel
- ✓ Réducteurs de manivelle intégrés
- ✓ Boîtier de pédalier spécialement pour un mouvement droit vers le bas
- ✓ Selle facile à régler en hauteur par dégagement rapide
- ✓ Coloré et sympa

Options/accessoires populaires

- Dossier avec ceinture pour plus de sécurité
- Guidon pour pousser le vélo
- Le réglage de la pédale, comme un repose-pied ou une cale pied
- Guidons spéciaux
- Résistance plus légère ou plus lourde

”

Grâce à ce vélo, notre fille peut à nouveau faire du vélo avec les autres enfants.

Rian



Viktoria et Viktor

Tricycles avec deux roues à l'avant

Le Viktoria et le Viktor sont des tricycles équipés de deux roues à l'avant et d'une à l'arrière. Ces vélos sont spécialement conçus pour les personnes ayant des difficultés à estimer la largeur d'un tricycle.

Le Viktoria est conçu pour les enfants et les adultes de petite taille, tandis que le Viktor est conçu pour les adultes. Les deux vélos ont une entrée basse et spacieuse, ce qui facilite la montée et la descente.

Grâce aux trois roues, il n'est pas nécessaire de descendre lorsque l'on s'arrête (presque). Avec l'assistance électrique au pédalage, faire du vélo est encore plus facile.



Avantages

- ✓ Largeur du vélo facile à estimer
- ✓ Entrée basse et spacieuse
- ✓ Bonne vue d'ensemble grâce à la position assise élevée
- ✓ Vélo stable grâce aux trois roues
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Porte-canne ou sacoche pour transporter vos affaires personnels
- Rétroviseur, sangles de pédale ou repose-pieds pour plus de sécurité
- Selle ergo gel
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage

”

Grâce au Viktor, je suis sûr de pouvoir estimer correctement la largeur d'un passage.

Bob



Viktoria



Viktor





”

À cause de ma maladie, je n'ai vraiment pas la force pour faire du vélo. Grâce à l'Easy Go, je peux quand même sortir.

Wendy

Avantages

- ✓ Vélo, vélo électrique (smart e-bike) et scooter en un
- ✓ Plus compact qu'un scooter
- ✓ Possibilité d'avancer et de reculer sur le vélo
- ✓ Roues anti-basculement et frein de stationnement pour plus de sécurité
- ✓ Aucun permis de conduire ou certificat de conduite n'est requis

Options/accessoires populaires

- Batterie supplémentaire ou batterie plus de capacité et plus d'autonomie
- Serrure à une main
- Accoudoirs rabattables
- Ensemble de clignotants
- Selle de loisirs XL



Easy Go

Vélo-scooter

L'Easy Go est un vélo unique : c'est à la fois un vélo (électrique) et un scooter. Vous pouvez facilement basculer entre trois modes pendant un trajet. Vous pédalez en toute autonomie, vous faites du vélo à l'aide de l'assistance électrique au pédalage ou vous conduisez en mode scooter.

Faire du vélo ou conduire avec l'assistance électrique peut être effectué dans trois positions d'assistance, à la fois pour avancer et reculer. Avec la fonction scooter, vous pouvez laisser vos pieds reposer sur le cale-pieds pliable. L'Easy Go est stable, compact et maniable et donc très adapté pour faire des courses. Vous avez une position assise droite grâce au siège confortable.





”

Circuler avec un Balance est très agréable car mes pieds peuvent toujours toucher terre. On se sent très en sécurité.

Lucas



Balance

Vélo à enfourchement plus bas

Le Balance est un vélo à enfourchement plus bas. Le cadre unique vous offre une position assise plus basse vous permettant de pouvoir mettre les deux pieds au sol. Vous n'avez ainsi pas besoin de descendre de la selle et vous pouvez toujours pédaler avec la jambe étirée de manière optimale.

Le centre de gravité est plus bas sur ce vélo : faire du vélo est donc très facile et confortable. Le Balance offre une position assise ergonomique unique qui permet de moins solliciter les poignets, les épaules et le cou.

Vous cherchez un vélo à enfourchement plus bas avec trois roues ? Le tricycle Maxi Comfort est alors un excellent choix. Découvrez le Maxi Comfort à la page 18.

Avantages

- ✓ Enfourchement plus bas et plus spacieux
- ✓ Toujours les deux pieds au sol sans devoir descendre
- ✓ Plus de puissance grâce au mouvement de pédalage vers l'avant
- ✓ Position assise ergonomique
- ✓ Une conduite plus confortable grâce au centre de gravité plus bas

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Différentes tailles de cadre
- Serrure à une main
- Porte-canne ou sacoche pour transporter vos affaires personnels
- Rétroviseur pour plus de sécurité





City

Soutien à la marche

Avec le soutien à la marche City, également appelé vélo d'équilibre, marcher ou se tenir debout demande beaucoup moins d'efforts. Votre poids corporel est porté par la selle, qui soulage votre dos, vos hanches, vos genoux et vos chevilles.

L'enfourchement plus bas permet de monter facilement sur le vélo et en toute sécurité. Le frein à main vous permet de fixer le vélo quand vous montez dessus. Un fauteuil roulant n'est pas encore nécessaire et vous ne souhaitez pas utiliser de déambulateur ? Le City vous permet à nouveau de faire de longues distances à pied. De plus, le soutien à la marche est autorisé dans de nombreux magasins.

Le City est très maniable grâce à sa taille compacte et ses deux petites roues robustes.



Avantages

- ✓ Dos, hanches, genoux et chevilles moins sollicités
- ✓ Marcher demande moins d'efforts
- ✓ Pliable et donc facile à transporter
- ✓ Compact et léger
- ✓ Maniable grâce aux deux roues

Options/accessoires populaires

- Panier amovible sur le guidon
- Dégagement rapide pour un réglage facile du guidon
- Version renforcée (jusqu'à 150 kg)
- Selle ergo gel
- Différentes hauteurs de cadre

”

Je ne peux me passer de mon aide à la marche. Je fais mes courses avec et elle est acceptée dans presque tous les magasins.

Ingrid





Faire du vélo ensemble

Vélos doubles

Si faire du vélo seul n'est pas possible, vous pouvez opter pour un vélo Van Raam avec lequel vous pouvez faire du vélo ensemble.

Sur un vélo double vous êtes assis(es) l'un à côté de l'autre. Pour le Fun2Go, il y a un conducteur et un passager. Le FunTrain est une remorque qui est attelée derrière le Fun2Go. Un conducteur principal peut ainsi rouler avec trois passagers.

Avantages

- ✓ Bonne vue et parfaite communication grâce aux sièges côte à côte
- ✓ Un conducteur principal + passager(s)
- ✓ Le passager peut être transporté s'il peut s'asseoir
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Profiter ensemble des balades à vélo



Fun2Go

Vélo double

Avec le tandem Fun2Go, vous pouvez faire du vélo ensemble. En étant assis côte à côte, vous pouvez bien communiquer et profiter ensemble de l'environnement.

Le conducteur a un contrôle total sur le tandem et le passager peut pédaler en option. Cette bicyclette est donc très appropriée pour faire du vélo ensemble avec des personnes qui ne peuvent pas (ou ne veulent pas) participer seules à la circulation.

La Fun2Go garantit des heures de plaisir à vélo et est largement utilisée dans les établissements de soins, entre autres. Pour pouvoir faire du vélo sans effort, vous pouvez opter pour une assistance électrique.

”

Grâce au Fun2Go, nous pouvons à nouveau aller dans plusieurs endroits. J'ai retrouvé ma liberté

William



Avantages

- ✓ Bonne vue et parfaite communication grâce aux sièges côte à côte
- ✓ Le passager n'est pas obligé de pédaler
- ✓ Facile à diriger grâce à un rayon de braquage court
- ✓ Une personne qui dirige, les deux peuvent pédaler
- ✓ Sièges confortables et ergonomiques réglables avec dossier

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Siège pivotant pour un accès facile
- Ceintures, accoudoirs ou cale-pieds pour plus de sécurité
- Repose-pieds rabattable pour le passager
- Moyeu de changement de vitesse pour déterminer si le passager pédale ou non



FunTrain

Vélo double remorque

Faire du vélo ensemble devient encore plus spécial avec le FunTrain. Avec ce vélo double remorque, que vous attachez derrière un Fun2Go au moyen d'un crochet d'attelage, un conducteur principal peut faire du vélo avec trois passagers.

Le conducteur principal est assis sur le vélo double et a un contrôle total sur la partie remorquée, car le conducteur est le seul à pouvoir diriger et freiner. La remorque est équipée d'un frein à inertie automatique, ce qui permet de bien freiner en toute sécurité. Avec le FunTrain, vous êtes assis côte à côte, vous pouvez donc bien communiquer les uns avec les autres tout en profitant de l'environnement.

La roue d'appui repliable permet de déplacer facilement un FunTrain détaché.



”

C'est agréable de pouvoir sortir avec trois résidents, ils ont hâte de ces promenades que nous réalisons ensemble.

Kim

Avantages

- ✓ Un accompagnateur fait du vélo avec trois passagers
- ✓ Facile à attacher derrière un vélo double Fun2Go
- ✓ Bonne vue et parfaite communication grâce aux sièges côte à côte
- ✓ Sièges confortables avec dossier facilement réglables
- ✓ Le FunTrain est facilement déplaçable grâce à sa roue de support pliable

Options/accessoires populaires

- Repose-pieds pliables pour les passagers
- Ceintures et accoudoirs pour plus de sécurité
- Le réglage de la pédale, comme un cale-pied
- Housse de vélo pour couvrir le FunTrain
- Porte-canne





Tandems

Les tandems de Van Raam permettent de faire du vélo ensemble. Les personnes qui ne peuvent pas faire du vélo de manière autonome choisissent souvent ce tandem en raison de son enfourchement plus bas et des diverses options disponibles.

Van Raam propose des tandems à deux et trois roues pour deux adultes et pour un adulte et un enfant.

Avantages

- ✓ Améliorer la mobilité
- ✓ Bonne vue d'ensemble grâce à la position assise élevée
- ✓ Enfourchement plus bas
- ✓ Disponible en plusieurs modèles avec différentes options
- ✓ Facile d'utilisation





Twinny et Twinny Plus

Tandems pour adultes

Le Twinny est un tandem pour adultes. Avec ce vélo, vous vous asseyez l'un derrière l'autre lors d'une balade à vélo, avec plus d'espace entre les deux sièges qu'un tandem normal. Une personne conduit et freine, les deux peuvent pédaler. Le conducteur principal peut éventuellement régler la façon de conduire du passager. Le grand avantage de ce tandem est l'enfourchement plus bas. Avec le Twinny, vous avez une position assise élevée, de sorte que les deux cyclistes ont une bonne vue d'ensemble.

Le Twinny Plus est un tandem à trois roues. Ce tandem est basé sur le tandem Twinny, mais possède deux roues à l'arrière. L'avantage de ce tandem à trois roues est qu'il vous offre beaucoup de stabilité et que vous pouvez facilement monter et descendre lorsque le vélo est à l'arrêt.

Les tandems ont un cadre robuste et stable qui garantit de bonnes qualités de conduite.



Twinny



Twinny Plus

Avantages

- ✓ Plus d'espace entre les deux personnes
- ✓ Accès abaissée pour le conducteur et le passager
- ✓ De série avec 8 vitesses
- ✓ Avec le Twinny Plus, c'est facile de monter et descendre grâce aux trois roues
- ✓ Bonne vue d'ensemble grâce à la position assise élevée

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Choix de conduite située à l'avant ou à l'arrière
- Différentes hauteurs de cadre
- Dossier (avec ceinture) ou repose-pieds pour la fixation et la sécurité
- Le conducteur peut choisir si le passager doit ou non faire du vélo

”

Paul ne peut pas faire du vélo de manière autonome, mais il a une bonne condition physique. Il aime faire du vélo.

Laura





Kivo et Kivo Plus

Tandems pour enfant + parent/accompagnateur

Le Kivo est un tandem à deux roues pour un parent ou un accompagnateur qui veut faire du vélo avec un enfant. L'enfant est assis à l'avant du tandem et peut profiter d'une bonne vue sur les environs lors d'une balade à vélo.

Le parent est assis à l'arrière et peut ainsi garder une vue d'ensemble sur l'enfant et la circulation. Le Kivo dispose de 8 vitesses et d'un moyeu à roue libre pilotable, permettant aux parents de choisir si l'enfant doit oui ou non pédaler ou s'il est obligé de le faire.

Le Kivo Plus est un tandem à trois roues qui offre plus de stabilité à vélo. Les deux roues arrière facilitent encore plus la montée et la descente du tandem.



Kivo



Kivo Plus



”

C'est tellement agréable de pouvoir faire du vélo avec ma petite sœur! Sortir ensemble et aller à l'aire de jeux.

Zoë

Avantages

- ✓ Bonne visibilité pour le parent/accompagnateur et l'enfant
- ✓ 8 vitesses et moyeu de roue-libre pilotable
- ✓ Enfourchement plus bas pour le parent/accompagnateur et l'enfant
- ✓ L'accompagnateur peut choisir si l'enfant doit oui ou non faire du vélo
- ✓ Meilleure qualité de conduite comparée aux tandems d'autres fabricants

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Dossier (avec ceinture) pour la fixation et la sécurité
- Différentes hauteurs de cadre
- Le réglage de la pédale, comme un cale-pied ou un réducteur de manivelle
- Béquille sur le Kivo pour une montée et une descente faciles



Vélos pour fauteuil roulant

Les cycles pour tirer ou pousser des fauteuils roulants de Van Raam permettent de faire du vélo avec quelqu'un qui ne peut pas le faire lui-même.

Sur l'OPair, le passager est assis sur le siège à l'avant du vélo. Avec le VeloPlus, le passager peut rester assis dans son propre fauteuil roulant.

Avantages

- ✓ Le passager peut être emmené tout près de sa destination finale
- ✓ Une vue dégagée pour le passager et le conducteur
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Améliorer la mobilité tout en respectant l'environnement
- ✓ Le passager et son accompagnateur peuvent profiter de balades à vélo ensemble





”

Je ne peux pas faire de vélo de façon autonome, mais avec celui-ci, nous pouvons faire des sorties ensemble.

Richard



OPair

Vélo pour fauteuil roulant

L'OPair est adapté pour faire du vélo avec quelqu'un qui ne peut pas faire du vélo seul. Un siège confortable est monté à l'avant de l'OPair, mais vous pouvez également choisir votre propre siège en option.

La profondeur d'assise et le dossier peuvent être ajustés à la taille du passager. Le conducteur a une bonne vue d'ensemble de la route et du passager. Le passager peut profiter du paysage.

L'OPair est également disponible avec un cadre en deux parties pour que la partie avant puisse être utilisée comme fauteuil roulant sur place.

Avantages

- ✓ Permet de faire du vélo en toute stabilité grâce aux roues avant inclinées
- ✓ Facile à diriger grâce à un angle de braquage normal
- ✓ Suspension pour plus de confort pour le passager et le conducteur
- ✓ Position ergonomique pour le conducteur pour faire du vélo
- ✓ Repose-pieds passager rabattables et réglables

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Cadre détachable : la partie avant peut être utilisée comme fauteuil roulant
- Largeur du siège réglable, ce qui fait qu'il convient aussi aux enfants
- Diverses ceintures de sécurité ou fixation des pieds pour le passager
- Batterie supplémentaire pour une plus grande autonomie





Avantages

- ✓ Le passager peut rester assis dans son propre fauteuil roulant
- ✓ Plate-forme inclinable pour mettre un passager en fauteuil roulant sur le vélo
- ✓ Stable et maniable grâce au centre de gravité bas et aux roues avant dirigées
- ✓ Trois crochets de fixation et une ceinture pour sécuriser le fauteuil roulant
- ✓ Convient à presque tous les fauteuils roulants manuels (max. 72 cm de large)

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Pneus anti-crevaisson
- Système de treuil électrique pour mettre le passager en fauteuil roulant sur le vélo
- Batterie supplémentaire pour une plus grande autonomie
- Partie avant renforcée (passager + fauteuil roulant jusqu'à max. 200 kg)



VeloPlus

Vélo de transport pour fauteuil roulant

Le VeloPlus est un vélo sur lequel les personnes peuvent être transportées dans leur propre fauteuil roulant. Le fauteuil roulant avec passager peut facilement être déplacé sur la plate-forme inclinable sans aide au levage ni effort important. Le VeloPlus convient en standard à un passager, y compris un fauteuil roulant, jusqu'à 140 kg.

Le fauteuil roulant est solidement fixé sur le cycle pour tirer ou pousser un fauteuil roulant au moyen d'un dispositif de verrouillage pour fauteuil roulant et d'une ceinture. Le centre de gravité bas et les roues avant largement placées garantissent la stabilité du vélo. Ce vélo est alors idéal pour les balades à vélo avec des personnes en fauteuil roulant.

L'assistance électrique au pédalage en option permet de faire du vélo plus facilement sur ce cycle pour tirer ou pousser un fauteuil roulant au design moderne.



”

Avec ce vélo, je peux faire du vélo avec mon père et nous pouvons à nouveau faire de belles balades ensemble.

Jessica





”

Nos résidents adorent les balades à vélos mais surtout pour visiter les vieux endroits.

Thomas



Chat

Vélo pousse-pousse

Le Chat est un pousse-pousse où un conducteur peut faire du vélo avec un ou deux passagers situés à l'avant du vélo. Les passagers sont assis dans un siège ergonomique avec ceintures de sécurité et suspension. Le conducteur est assis derrière eux et a donc une bonne vue sur les passagers et la circulation.

Le Chat donne aux gens la possibilité de discuter entre eux lors d'une agréable balade à vélo. Le vélo convient aux personnes qui souhaitent sortir sous surveillance. Avec le Chat, chaque balade est un véritable plaisir !



Avantages

- ✓ Equipé de série de l'assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- ✓ Assise confortable et sûre sur le siège avant avec ceintures
- ✓ Facile à monter grâce au repose-pieds rabattable
- ✓ Moins cher que le transport en bus/taxi
- ✓ Facile à conduire

Options/accessoires populaires

- Un capot, pour que les passagers soient à l'abri du soleil et de la pluie
- Batterie supplémentaire pour une plus grande autonomie
- Rétroviseur pour plus de sécurité
- Porte-canne ou sacoche pour transporter vos affaires personnels
- Couvre-jambes pour que les passagers restent au chaud même par temps froid



Caractéristiques techniques

	Easy Rider (M)	Easy Rider Compact	Easy Rider Small	Easy Sport	Easy Sport Small	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky
Hauteur du cadre (cm)	-	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹
Hauteur d'accès (cm)	35	32	35	52	41	28	23	25	20	12
Poids du vélo (± kg) (Sans système électrique, à l'exception de Chat et Easy Go)	49	39	36	39	36	29	32	27	21	11
Max. poids du système de bagages (kg)	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20
Longueur (cm)	225 ¹ max.	174 max.	175	225 max.	186	180	194	168	136	98
Largeur (cm)	78	73	75	80	77	75	75	75	60	59
Option cadre en deux parties	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-
Poids max. de l'utilisateur (kg) (par personne)	140 ²	100	80	120	80	120	120	90	65	65
Longueur entrejambe (cm)	65-88 ¹	63-81	47-73 ¹	65-105 ¹	47-73 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹

¹ = Modifiable

² = Version renforcée possible

	Viktor	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinnny	Twinnny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Hauteur du cadre (cm)	41	50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ av 52 ¹ arr	30 ¹ av 52 ¹ arr	52	52	52
Hauteur d'accès (cm)	18	16	29	22	22	-	-	37 av 44 arr	37,5 av 45 arr	36 av 43 arr	36 av 45 arr	45	28	45
Poids du vélo (± kg)	30	30	64	26	9	76	76	35	44	39	48	58	64	97
Max. poids du système de bagages (kg)	15	15	20	23	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Longueur (cm)	155	173	166	182	113	199	193	259	261	244	246	214	253	232
Largeur (cm)	80	89	72	66	55	113	113	66	75	66	75	76	110	111
Option cadre en deux parties	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Poids max. de l'utilisateur (kg) (par personne)	110	110	140	120	100 ²	120	120	120	120	120	120	120	110/140 ³	120/200 ³
Longueur entrejambe (cm)	63-80	75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	67-93 ¹	67-93 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ av 77-89 ¹ arr	50-62 ¹ av 77-89 ¹ arr	80-95	80-95	80-95

³ = VeloPlus : conducteur max 110 kg, passager + fauteuil roulant max 140 kg* (*partie avant renforcée max. 200 kg).
Chat : conducteur 120 kg max et poids de l'utilisateur dans le siège 200 kg max.

av = Avant
arr = Arrière

Options/accessoires

Pour adapter un vélo Van Raam à vos propres souhaits et besoins, il est possible de compléter le vélo avec des options/accessoires. Il existe des options spéciales disponibles pour chaque type de vélo qui vous aident à faire du vélo, offrent du confort et/ou rendent votre vélo plus sûr. Pensez aux repose-pieds, aux réglages de manivelle, aux ceintures, aux supports dorsaux, aux leviers de vitesses, aux guidons ou selles spéciaux, aux rétroviseurs et aux repose-cannes. Vous pouvez découvrir ces options pour chaque vélo Van Raam sur le site internet. De plus, il est possible d'avoir un vélo Van Raam avec un revêtement d'apprêt dans presque toutes les couleurs RAL.

Vous hésitez encore concernant les différentes options ? Lors d'un rendez-vous chez Van Raam, avec un conseiller technique, nous examinons quel vélo avec quelles options vous convient le mieux. Au cours de ce rendez-vous, vous pouvez également voir et essayer de nombreuses options d'un vélo Van Raam, afin d'être sûr de choisir celles qui conviennent le mieux pour votre vélo. Voir page 64 pour plus d'informations concernant un rendez-vous avec Van Raam.

En plus des options standard, Van Raam propose également des réglages personnalisés. Par exemple, nous fabriquons des cadres pour des longueurs, des poids ou d'autres limitations physiques uniques. Renseignez-vous sur les possibilités auprès de Van Raam.

Découvrez ci-contre les options et accessoires les plus vendus de Van Raam.



Découvrez toutes les options et accessoires sur le site internet !

Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)



Repose-pied



Ceinture



Accoudoir



Panier



Réglage de manivelle



Dossier (avec ceinture)



Cale-pied



Guidon spécial



Assistance électrique (smart e-bike)

Tous les vélos électriques Van Raam sont équipés du système Silent. Ce système donne une assistance au pédalage pendant le trajet. Le compartiment moteur, les batteries, le contrôleur, le logiciel et l'écran intelligent ont été spécialement développés par nos soins pour nos vélos sur mesure. Le système est facile à utiliser et facilite la pratique du vélo.

Avantages du système Silent

- ✓ Trois modes d'assistance différents et aide au démarrage
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Moteurs électriques pratiquement silencieux, mais très puissants
- ✓ Batteries de très haute qualité et sûres
- ✓ Assistance programmable individuellement adaptée au handicap
- ✓ Gagnant du test ExtraEnergy depuis des années
- ✓ Smart e-bike
- ✓ Application gratuite de vélo électrique Van Raam
- ✓ Possibilité de reculer et d'avancer avec l'assistance au pédalage (à l'exception des deux-roues et des vélos avec frein à rétropédalage)



Aide au démarrage

Le système électrique Silent est équipé standard en série d'une aide au démarrage : si vous le souhaitez, vous pouvez rouler à environ 6 km/h sur une distance d'environ 10 mètres sans pédaler vous-même.

Smart e-bike avec appli


Tous les vélos électriques Van Raam sont des smart e-bikes (vélos électriques intelligents). Cela signifie que vous pouvez consulter les informations de votre vélo sur l'application Van Raam sur votre téléphone portable. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement dans la boutique d'applications de votre smartphone et l'utiliser comme ordinateur de vélo de luxe.

Par exemple, vous pouvez envoyer un message SOS avec votre localisation GPS, ajuster les paramètres de la réception et après une sortie à vélo, consulter votre vitesse moyenne et la distance totale parcourue sur l'application Van Raam sur votre téléphone.

Moteur VR1F système électrique Silent



L'appli E-Bike Van Raam



Affichage intelligent

Vous pouvez utiliser le système Silent avec l'affichage intelligent qui est placé sur le guidon du vélo. Il y a 5 boutons sur l'affichage intelligent : le bouton marche/arrêt, 3 boutons pour les différents modes d'assistance et le bouton pour l'aide au démarrage.

Affichage intelligent



Batteries

Van Raam utilise deux types de batteries Néerlandaises différentes Li-ion qui ont une longue durée de vie. Les batteries sont livrées avec un chargeur silencieux et puissant (6 ampères) avec un connecteur magnétique, ce qui les rend faciles à connecter avec une seule main à la batterie.

Les tricycles électriques, les vélo duo et les tandems électriques à trois roues disposent d'un pack batterie Li-ion Cube (11 ou 25 Ah) tandis que les autres vélos électriques disposent d'un pack batterie Li-ion Slim (13 Ah). Les batteries ont une capacité élevée et sur certains vélos, il est possible d'utiliser 2 batteries qui ont une capacité maximale de 1760 Wh.

Le système électrique Silent dispose de 3 moteurs, le VR1F Silent, le VR2F Silent HT et le VR2R Silent HT. Ces moteurs fournissent une puissance nominale continue maximale de 250 watts.

Indication de batterie

Sur l'affichage, vous pouvez également voir l'état de votre batterie. L'indicateur de batterie indique le niveau de charge de la batterie. Cet indicateur est également visible sur la batterie au moyen de LED. Cet indicateur de batterie se compose de cinq LED vertes, dont celle située la plus à gauche peut également s'allumer en rouge.

Affichage intelligent Silent

Un certain nombre de nos vélos électriques sont équipés de l'affichage intelligent Silent. Cet affichage se compose d'une unité de boutons qui vous permet de passer facilement entre les modes d'assistance et d'un écran d'information sur lequel vous pouvez voir, entre autres, la distance parcourue et la capacité restante de la batterie.

Affichage intelligent Silent



Batterie Li-ion Cube





À propos de Van Raam

Van Raam a une histoire de plus de 110 ans et fabrique des vélos depuis près de 100 ans. Depuis 1986, l'accent est mis sur les vélos adaptés. Nous avons un passé en tant que constructeur de cadres et nous sommes des spécialistes et des leaders mondiaux du marché des vélos adaptés.

Un vélo Van Raam rend les gens mobiles et leur donne plus de liberté et d'indépendance. C'est la raison pour laquelle nous avons donc une large gamme de vélos pour les personnes en situation de handicap. Les qualités de conduite uniques de chaque vélo Van Raam offrent une expérience à vélo extraordinaire.

Nos vélos de qualité néerlandaise sont conçus par notre propre département de développement et la production a lieu presque entièrement en interne. Avec des techniques de production innovantes et modernes et en ajoutant des options, des accessoires et des ajustements de cadre, nous fabriquons un vélo adapté à presque tout le monde.



En savoir plus sur
Van Raam

Van Raam

- ✓ Plus de 110 ans d'expérience
- ✓ Une entreprise familiale fière
- ✓ Rend les gens mobiles
- ✓ Sur mesure
- ✓ Spécialiste et leader mondial du marché
- ✓ Qualité néerlandaise
- ✓ Des techniques de production innovantes et modernes

Innovation

Chez Van Raam, nous travaillons toujours à améliorer et à innover nos produits et processus. Van Raam s'efforce d'innover et de se développer dans chaque département. Nous sommes donc fiers d'avoir perfectionné nos vélos avec les méthodes de production les plus modernes. Depuis décembre 2018, nous y travaillons dans notre usine de vélos durable et moderne à Varsseveld.

Nous avons remporté plusieurs prix de l'innovation et nous sommes à la pointe de la Smart Industry (l'industrie intelligente) et du Smart Working (le travail intelligent). Avec le développement de la Smart Industry, Van Raam a commencé à beaucoup numériser, automatiser et robotiser.

Les développements innovants suivants s'appliquent à Van Raam :

- ✓ Accent sur la durabilité et l'environnement
- ✓ Des techniques et des machines modernes
- ✓ Responsabilité sociale des entreprises
- ✓ Collaboration avec des étudiants (Pôle d'innovation Innovar)


Les employés chez Van Raam



Scanner 3D



Robot de soudage



GoCab est une filiale de Van Raam. Le GoCab est un vélo-taxi électrique dans lequel 8 enfants peuvent être transportés en toute sécurité.

Le GoCab est une alternative durable et sûre aux moyens de transport tels que les minibus et est idéal pour les centres périscolaires et les crèches.

De plus amples informations sur le GoCab sont disponibles sur le site www.gocabbike.com

Les avantages du GoCab

- ✓ Équipé standard d'une assistance électrique (smart e-bike)
- ✓ Possibilité de pédaler en marche arrière
- ✓ Surveillance optimale des enfants
- ✓ Écologique
- ✓ Le vélo pédale avec légèreté et est facile à diriger



Processus de production

Le processus de production d'un vélo Van Raam se déroule comme suit:

1. Le département R&D (Recherche et Développement) conçoit un nouveau vélo.
2. Le cadre est produit. Tous nos cadres de vélo sont fabriqués à partir de tubes en acier qui sont traités par différentes machines.
3. Le cadre est sablé dans une cabine de sablage et est ensuite recouvert d'une couche de peinture en poudre dans notre propre installation de peinture. Un vélo Van Raam peut être revêtu par peinture en poudre dans presque toutes les couleurs RAL.
4. Dans notre atelier de montage de roues, nous assemblons toutes les roues nous-mêmes. Nous insérons, par exemple, les rayons dans toutes les roues, installons la bande de jante et montons la chambre à air et le pneu extérieur.
5. Dans notre entrepôt automatique, toutes les pièces sont collectées que les mécaniciens montent sur le cadre de vélo Van Raam.
6. Nos mécaniciens assemblent toutes les pièces sur le vélo. Les options telles que le moteur électrique, les repose-pieds, le support dorsal et le porte-canne sont également montées sur le vélo.
7. Lorsque le vélo est entièrement prêt, nos mécaniciens effectuent une dernière vérification et une série de tests approfondis lors du contrôle final.
8. Ensuite, le vélo est préparé pour le transport et est envoyé au revendeur/magasin de vélos qui a commandé le vélo. Le revendeur/magasin de vélos assure la livraison au client.



Scannez le code QR avec votre smartphone/tablette et découvrez tout sur la fabrication d'un vélo adaptés sur le site internet.





Configurateur

Chez Van Raam, vous avez la possibilité de créer votre propre vélo en ligne. Vous pouvez faire tous les choix concernant votre vélo et ajouter des options.

Dès que vous aurez assemblé le vélo selon vos souhaits, vous verrez exactement quels sont les coûts de votre vélo Van Raam unique.



Scannez ce QR code et assemblez votre vélo avec le configurateur en ligne.

Distributeurs

Les vélos Van Raam sont vendus par l'intermédiaire de nos distributeurs. Les vélos Van Raam sont disponibles dans le monde entier, notamment chez les distributeurs mentionnés sur notre website. Nous travaillons avec différents types de distributeurs, par exemple des distributeurs Premium, des spécialistes en réadaptation/fournisseurs de ressources, des partenaires de service et des agences de location.

Il est également possible de faire un essai routier chez certains distributeurs. Les distributeurs Premium ont plusieurs vélos Van Raam dans leur showroom. De plus, les distributeurs Premium ont toujours un spécialiste présent et ils disposent d'un atelier et de compétences pour effectuer l'entretien.

Trouvez le distributeur présent dans votre région via www.vanraam.com/distributeurs

Achat

Showroom

Vous retrouverez tous les vélos Van Raam dans notre showroom spacieux à Varsseveld (Pays-Bas). En plus des tricycles, vélos pour fauteuils roulant, tandems, vélos doubles, vélos à enfourchement plus bas, soutiens à la marche, vélos de transport et vélos scooter, les options et accessoires fréquemment choisis sont également disponibles au showroom. Découvrez les options et accessoires fréquemment choisis à la page 56.

Van Raam possède également un showroom/centre d'expérience en Allemagne. Vous pouvez y tester tous les vélos Van Raam, comme aux Pays-Bas. Contactez Van Raam pour prendre rendez-vous pour visiter l'un de nos showrooms.

Faire un essai chez Van Raam

Faire un essai approfondi avec un vélo Van Raam est très important, car un vélo adaptés roule très différemment d'un vélo ordinaire à deux roues.

Vous êtes intéressé(e) par un vélo Van Raam ? Vous pouvez faire un essai sans engagement sur un ou plusieurs vélos dans l'un de nos showrooms sur rendez-vous. Vous pouvez contacter Van Raam pour discuter des possibilités ou pour prendre rendez-vous.

Lors du rendez-vous, vous recevrez les conseils spécialisés de nos experts techniques, qui vous aideront à trouver le vélo parfait. Vous pouvez essayer plusieurs vélos. À Varsseveld, vous pouvez même le faire sur une piste d'essai.



Planifiez un essai !



Entretien

Garantie

Van Raam est synonyme de qualité. Lorsque vous achetez un vélo Van Raam, vous bénéficiez d'une garantie constructeur complète.

Nous travaillons avec des distributeurs experts partout dans le monde qui vendent nos vélos adaptés. Les distributeurs Van Raam se chargent de commander les vélos puis de les livrer au client. Ils s'occupent également de l'entretien et de la garantie.

Il est important que votre vélo Van Raam soit inspecté par un distributeur au moins une fois par an afin de continuer à bénéficier de la garantie. Vous êtes ainsi également assuré(e) d'une expérience optimale et durable à vélo.



Entretien d'un vélo Van Raam

Un vélo bien entretenu vous permet de profiter de ce plaisir qu'est de faire du vélo plus souvent et plus longtemps. Afin de maintenir votre vélo dans un état optimal, un entretien léger (comme le nettoyage du vélo et le graissage) et des réglages doivent être effectués régulièrement. Cela dépend du vélo Van Raam. Il est important de savoir ce que vous pouvez entretenir vous-même et ce qui doit être fait par le distributeur Van Raam.

Vous trouverez plus d'informations sur l'entretien dans le manuel d'utilisation du vélo en question. Les instructions d'utilisation sont disponibles sur www.vanraam.com sur la page produit du vélo.

Réparations via votre distributeur Van Raam

Si, malgré un entretien approprié, le vélo présente un dysfonctionnement ou un défaut, vous pouvez contacter votre distributeur Van Raam pour réparation. Les réparations, l'entretien et les modifications sont effectués avec des pièces d'origine Van Raam. Si un distributeur ne peut, pour une raison ou une autre, répondre à une question, il a toujours la possibilité de contacter le service après-vente de Van Raam.

Suivez Van Raam en ligne

Vous pouvez retrouver toutes les actualités et informations concernant Van Raam sur le site internet www.vanraam.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et LinkedIn, et ne manquez rien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et découvrez chaque semaine un nouveau produit, une vidéo d'instructions ou d'information.



Colofon

Cette brochure est publiée par Van Raam Reha Bikes B.V. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite et/ou rendue publique par impression, photocopie, enregistrement sonore, électronique ou de toute autre manière, sans l'autorisation écrite de Van Raam Reha Bikes B.V. Les photos des vélos peuvent contenir des images avec des options qui ne sont pas sur la version standard. Des modifications peuvent également avoir été apportées au vélo après la production de cette brochure. Lisez toujours attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser nos vélos. Copyright ©. Erreurs d'impression et de frappe réservées. Version 2.





Van Raam

Fabriquant de vélos adaptés

Guldenweg 23, 7051 HT Varsseveld, Pays-Bas

☎ +31 (0)315 - 25 73 70 ✉ info@vanraam.com 🌐 www.vanraam.com

