

Défibrillateur AED 3

Défibrillateur Zoll

Départ usine **2 à 3 sem.**



Points forts du produit

- Défibrillateur automatique & semi-automatique avec batterie lithium
- Durée de RCP écoulée et nombre de chocs délivrés affichés à l'écran pour les secours
- Défibrillateur possède le Program Management Onboard via WiFi pour plus d'efficacité
- Electrodes peuvent défibriller les enfants et les adultes, pas besoin d'électrodes spéciales
- 3 modèles disponibles, en version automatique ou semi-automatique avec équipements

Description

Le défibrillateur AED 3 est facile d'utilisation et d'entretien. Il possède une technologie intégrée Real CPR Help permettant aux sauveteurs non professionnels de réaliser une RCP efficace. Un capteur intégré aux électrodes analyse les compressions thoraciques. Des messages et une jauge sont relayés sur l'écran améliorant votre performance. Le métronome détecte les compressions et encourage les sauveteurs à comprimer le thorax au moins 100 fois par minute. Vous pouvez utiliser le défibrillateur Zoll AED 3 dans deux RCP successives tout en conservant les deux fichiers de données pour un téléchargement ultérieur. Le défibrillateur est très résistant comme l'atteste sa réussite au test de la chute de 1 mètre. Il dispose également d'un degré de protection IP55 contre la pénétration de poussière et d'eau. Deux modèles sont disponibles : - Semi-automatique si vous souhaitez contrôler l'administration des chocs- Automatique pour une administration des chocs après un décompte de trois secondes. Le défibrillateur possède une double orientation (verticale ou horizontale) pour une meilleure visibilité en cours de RCP. La durée de RCP écoulée et le nombre de chocs délivrés sont affichés à l'écran, pour en informer les secours dès leur arrivé. Une fois installé, l'entretien du défibrillateur AED 3 coûte beaucoup moins cher que la plupart des autres DAE. Les électrodes CPR Uni-padz peuvent défibriller les enfants et les adultes, il n'est donc pas nécessaire d'acheter des électrodes spéciales. L'AED 3 se différencie de l'AED Plus grâce au Program Management Onboard via WiFi. Enregistrez votre défibrillateur AED 3 en ligne avec le système de gestion de programme de DAE PlusTrac™ via un ordinateur ou un appareil mobile. Il suffit ensuite de connecter votre défibrillateur AED 3 au réseau WiFi local. Lorsque votre défibrillateur AED 3 est connecté au cloud, le système transmet son statut actuel à PlusTrac lors de chaque test automatique. Si une panne est détectée, vous serez informé par e-mail. Vous recevrez également un kit d'accessoires de secours contenant des gants sans latex, un masque médical, un rasoir, une serviette en papier et une lingette.

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

Voir en ligne Défibrillateur AED 3

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	TEMPÉRATURE UTILISATION	TEMPÉRATURE STOCKAGE	HUMIDITÉ MIN./MAX. RELATIVE (%)	ALTITUDE	MODÈLE	EQUIPEMENT	DIM. LXHP (MM)	TEMPÉRATURE UTILISATION (°C)	ALTITUDE (M)	P
10.6511.01	236 / 127 / 247 / Batterie au lithium	50	70	oct-95	-0,08331511	Automatique	Kit accessoire	236 x 127 x 247	1 à 50	-381 à 4573	2
10.6511.02	236 / 127 / 247 / Batterie au lithium	50	70	oct-95	-0,08331511	Semi-Automatique	Kit accessoire	236 x 127 x 247	1 à 50	-381 à 4573	2
10.6511.03	236 / 127 / 247 / Batterie au lithium	50	70	oct-95	-0,08331511	Semi-Automatique	Kit accessoire & Sacoche de transport	236 x 127 x 247	1 à 50	-381 à 4573	2

Voir en ligne Défibrillateur AED 3

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com