

Isotherme et stockage Armoires isothermes



Armoires 120 L



Armoires 200 L




Armoires 320 L



Isotherme

Armoires isothermes



**1 seul jeu de rack 6 niveaux (120 litres) ou 10 niveaux (200 litres)
pour passer du format GN 1/1 au format euronorme en moins de 30 secondes**



Introduction du rack en format euronorme



Aménagement euronorme



Introduction du rack en format GN




Aménagement GN



Blocage du rack



**Joint de porte démonté et monté
en moins de 10 secondes**



Armoires isothermes



Plaque de récupération



Plaque eutectique - 3°C ou - 21°C



Attache de liaison pour maintenir ensemble
2 armoires superposées



Porte-étiquette



Principe de superposition de 2 armoires

Armoires isothermes mobiles 120 L



Double format : EURONORME (60 x 40) et GASTRO GN 1/1
Conforme à la réglementation en vigueur

Essai n° BX 4485

Coefficient d'isolation K= 0,43 W x m⁻² x K⁻¹

Entièrement réalisée en polyéthylène rotomoulé extra-fort,
angles renforcés
Polyéthylène formule spéciale anti-odeurs pour une hygiène parfaite

■ **Utilisations :**

- en liaison chaude : jusqu'à +80°C
- en liaison froide : température positive +2 / +4°C
- en liaison froide : température négative -18°C

■ **Autonomie**

de 6 à 8 heures **en fonction de l'utilisation du container**

■ **Conforme aux normes d'hygiène en vigueur**

Dimensions (fermées)	Prof.	Largeur	Hauteur	Hauteur (superposées)
Extérieur (mm)	818	568	768	1408
Intérieur (mm)	620	435	440	

MARQUAGE PERSONNALISÉ PAR SABLAGE COMPRENANT :

- fabrication d'un pochoir jetable
- mise en place du masquage
- marquage par sablage haute pression

	CODE	€
Par série de 10 pièces NET UNITAIRE HT	189A	68
NET À L'UNITÉ	189B	139

Isotherme et stockage

Armoires isothermes



Désignation	Poids (kg)	CODE	€
Armoire isotherme 120 L, polyéthylène jaune , nue, sans roue sans rack, sans plaque eutectique, ni plaque de récupération	27	387100	1 050
Hauteur utile interne (440 mm) pour loger le rack :			
Rack inox seul pour armoire 120 L, 6 niveaux pour plaques 60 x 40 ou bacs ou grilles gastro GN 1/1, glissières fixes espacées de 70 mm	4,5	386900	306
Jeu de 4 roulettes zinc Ø 100, anti-bruit et anti-traces (dont 2 avec frein)	4,2	388600	60
Jeu de 4 roulettes inox Ø 100, anti-bruit et anti-traces (dont 2 avec frein)	4,2	388620	174
Plaque eutectique pour armoire 120 L, froid positif - 3°C	4	387800	121
Plaque eutectique pour armoire 120 L, froid négatif - 21°C	4	387801	121
Plaque inox de récupération des condensations pour armoire 120 L	2,8	332153	27
Porte-étiquette		387501	42
Attache de liaison : la paire		387605	56



Armoires isothermes mobiles 200 L

Double format : EURONORME (60 x 40) et GASTRO GN 1/1
Conforme à la réglementation en vigueur

Essai du CEMAGREF n° BX 4066

Coefficient d'isolation K= 0,586 W x m⁻² x K⁻¹

Entièrement réalisée en polyéthylène rotomoulé extra-fort,
angles renforcés
Polyéthylène formule spéciale anti-odeurs pour une hygiène parfaite

■ Utilisations :

- en liaison chaude : jusqu'à +80°C
- en liaison froide : température positive +2 / +4°C
- en liaison froide : température négative -18°C

■ Autonomie

de 6 à 8 heures **en fonction de l'utilisation du container**

■ Conforme aux normes d'hygiène en vigueur



Dimensions (fermées)	Prof.	Largeur	Hauteur
Extérieur (mm)	818	568	1095
Intérieur (mm)	620	435	835

MARQUAGE PERSONNALISÉ PAR SABLAGE COMPRENANT :

- fabrication d'un pochoir jetable
- mise en place du masquage
- marquage par sablage haute pression

	CODE	€
Par série de 10 pièces NET UNITAIRE HT	189A	68
NET À L'UNITÉ	189B	139

Isotherme et stockage

Armoires isothermes



Désignation	Poids (kg)	CODE	€
Armoire isotherme 200 L, polyéthylène jaune , nue, sans roue sans rack, sans plaque eutectique, ni plaque de récupération	36	387050	1 512
Hauteur utile interne (740 mm) pour loger le rack :			
Rack inox seul pour armoire 200 L, mi-hauteur 5 niveaux pour plaques 60 x 40 et cagettes 60 x 40 ou bacs GN 1/1, glissières fixes espacées de 70 mm	8,2	387952	305
Rack inox seul pour armoire 200 L, toute hauteur 10 niveaux, pour plaques 60 x 40 ou bacs GN 1/1, glissières fixes espacées de 70 mm	8,5	387951	379
Jeu de 4 roulettes zinc Ø 100, anti-bruit et anti-traces (dont 2 avec frein)	4,2	388600	60
Jeu de 4 roulettes inox Ø 100, anti-bruit et anti-traces (dont 2 avec frein)	4,2	388620	174
Plaque eutectique pour armoire 120 L, froid positif - 3°C	4	387800	121
Plaque eutectique pour armoire 120 L, froid négatif - 21°C	4	387801	121
Plaque inox de récupération des condensations pour armoire 120 L	2,8	332153	27
Porte-étiquette		387501	42
Attache de liaison : la paire		387605	56

Armoires isothermes mobiles

Exemples de compositions chiffrées



Armoire isotherme 120 L

Désignation	CODE	€
Armoire isotherme 120 L polyéthylène	387100	1 050
Rack inox seul pour armoire 120 L, 6 niveaux pour plaques 60 x 40 ou bacs gastro GN 1/1, glissières fixes espacées de 70 mm	386900	306
Plaque eutectique pour armoire 120 L, froid positif - 3° C	387800	121
Jeu de 4 roulettes Ø 100, anti-bruit et anti-traces (dont 2 avec frein)	388600	60
TOTAL HT	192A	1 537



Armoire isotherme 200 L

Désignation	CODE	€
Armoire isotherme 200 L polyéthylène	387050	1 512
Rack inox seul pour armoire 200 L, 10 niveaux pour plaques 60 x 40 ou bacs gastro GN 1/1, glissières fixes espacées de 70 mm	387951	379
Plaque eutectique pour armoire 200 L, froid positif - 3° C	387800	121
Jeu de 4 roulettes Ø 100, anti-bruit et anti-traces (dont 2 avec frein)	388600	60
TOTAL HT	192B	2 072



Armoires isothermes 240 L : 120 L + 120 L superposées

Désignation	CODE	€
2 Armoires isothermes 120 L polyéthylène	387100	2 100
2 Racks inox seuls pour armoires 120 L, 6 niveaux pour plaques 60 x 40 ou bacs gastro GN 1/1, glissières fixes espacées de 70 mm	386900	612
2 Plaques eutectiques pour armoire 120 L, froid positif - 3° C	387800	242
Attache de liaison (pour superposition) : la paire	387605	56
Jeu de 4 roulettes Ø 100, anti-bruit et anti-traces (dont 2 avec frein)	388600	60
TOTAL HT	192C	3 070



Armoires isothermes 320 L : 200 L + 120 L superposées

Désignation	CODE	€
Armoire isotherme 120 L polyéthylène	387100	1 050
Rack inox seul pour armoire 120 L, 6 niveaux pour plaques 60 x 40 ou bacs gastro GN 1/1, glissières fixes espacées de 70 mm	386900	306
Plaque eutectique pour armoire 120 L, froid positif - 3° C	387800	121
Armoire isotherme 200 L polyéthylène	387050	1 512
Rack inox seul pour armoire 200 L, 10 niveaux pour plaques 60 x 40 ou bacs gastro GN 1/1, glissières fixes espacées de 70 mm	387951	379
Attache de liaison (pour superposition) : la paire	387605	56
Plaque eutectique pour armoire 200 L, froid positif - 3° C	387800	121
Jeu de 4 roulettes Ø 100, anti-bruit et anti-traces (dont 2 avec frein)	388600	60
TOTAL HT	192D	3 605