

# EASY LAVE

## NETTOYANT BIOLOGIQUE POUR SYSTEME AUTONOME EASY CLEAN

### AVANTAGES

**EASY LAVE nettoie et décontamine** toutes les surfaces.

Il agit par digestion enzymatique et microbiologique. Il **désincruste** les salissures en profondeur, supprime les germes pathogènes pendant 72 heures. Economique à l'utilisation.

**Parfum fleur de lotus, très agréable** et particulièrement **rémanent**.

**EASY LAVE** respecte l'environnement, il est non agressif et biodégradable selon la réglementation en vigueur.

### UTILISATIONS

**EASY LAVE** est particulièrement recommandé pour l'utilisation du système de nettoyage **EASY CLEAN**.

Pour les Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, collectivités, hôtels, restaurants, entrepôts logistiques, locaux poubelles, ...

Sur **tous types de sols** (*hors supports traités par une métallisation de sol*).


### MODE D'EMPLOI

Verser un bouchon doseur (20 ml) d'**EASY LAVE** à mélanger avec de l'eau (*entre 15 et 35°C*) dans le réservoir de l'**EASY CLEAN**.

Peut être utilisé au balai Faubert, seau, etc.

Recommandé pour l'utilisation du système de nettoyage **EASY CLEAN** et la microfibre **EASY MOP**.

### CARACTERISTIQUES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aspect :                    | Liquide rose  |
| Densité :                   | 1 +/- 0,05  |
| Odeur :                     | Fleur de lotus  |
| Solubilité :                | Soluble dans l'eau  |
| pH :                        | 8 ± 0,04  |
| Inflammabilité :            | Non inflammable   |
| Température d'utilisation : | Entre 15 et 35°C  |
| Concentration :             | 2 à 3 milliards de bactéries/l  |
| Mention d'avertissement :   | Attention  |
| Classements CLP :           | SGH07   |

Fabriqué  
  
en France

**EASY LAVE** est un produit très concentré, l'**étiquetage de sécurité disparaît** totalement lorsque ce produit est dilué à 3% avec de l'eau.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Attention : **EASY LAVE** craint le gel et les expositions au soleil. Ne pas stocker à moins de 5°C.

L'utilisation de produits autres que l'**EASY LAVE** sont à proscrire avec l'**EASY CLEAN**.

L'**EASY LAVE**, diluée à 3%, peut rester quelques jours dans le réservoir de l'**EASY CLEAN**. D'une semaine à l'autre, retirer le bouchon du réservoir ou vider le réservoir (*les bactéries peuvent produire naturellement du gaz*).

**EASY LAVE** se conserve 1 an, fermé, dans son conditionnement d'origine, après la date de fabrication.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :  
**EASY CLEAN** ♦ **EASY MOP**



V00 du 29/06/2023