



## Tapis d'entrée désinfectant

346 Sani-Trax

Départ usine **5 jours**

### Points forts du produit

- Tapis nettoyant et désinfectant en caoutchouc nature
- A placer dans les zones où de la nourriture est manipulée
- Les picots grattent et appliquent une solution désinfectante
- Peut contenir jusqu'à 4,5 L de solution désinfectante
- Coloris noir et 2 dimensions disponibles

### Description

**Tapis en caoutchouc naturel robuste**, qui nettoie et désinfecte les chaussures pour éviter toute contamination dans les milieux agroalimentaires.

Résiste à la plupart des produits chimiques et aux variations de température.

A placer à l'entrée des lieux où l'on manipule/transforme de la nourriture.

Taille pratique s'adaptant à la plupart des pas de portes.

Surface ventosée au dos du tapis l'empêchant de se déplacer.

Double action grâce à des milliers de picots flexibles qui nettoient les saletés et se plient pour immerger les chaussures dans la solution désinfectante.

Les bords du tapis sont plus hauts que les picots afin de contenir le liquide désinfectant, pouvant contenir 4,5 litres de solution désinfectante (non-fournie).

Coloris : noir.

Désinfectant non fournis, nous vous recommandons d'utiliser : de l'ammonium quaternaire, de l'iode, du chlore ou tout autre liquide désinfectant.

Il est par contre recommander de tester la concentration. La majorité des produits désinfectant ne peuvent pas dépasser une concentration de 30%.

Mais vous pouvez comme la plus part des clients utiliser simplement de l'eau avec du savon, car cela suffit pour le COVID-19.

### Certifications

Garantie  
**1 an**



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONG. (CM)	LARG. (CM)	EPAISSEUR (MM)	MATIÈRE	COLORIS	USAGE	PROPRIÉTÉ	POIDS (KG)
14.2984.01	Prédéfini	80	60	19	100% naturel	Noir	Très intensif	Antibactérien	6
14.2984.03	Prédéfini	60	45	19	100% naturel	Noir	Très intensif	Antibactérien	3.5

Voir en ligne Tapis d'entrée désinfectant

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)